# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Kinezio tapek



Cikkszám: YT-W(W)LL-K

W(W) - szélesség, LL - hosszúság, K - szín

**Rendeltetésszerű használat**

A termék a testfelszínre történő alkalmazásra készült a kinesiotaping (dinamikus ragasztás) elvei szerint, sérülések megelőzése vagy mozgásszervi problémák enyhítése céljából. Védelmet nyújt a rögzítők/ortézisek vagy sportfelszerelések által okozott horzsolásokkal szemben.

**Maximális használati időtartam**

- A termék a sérülés vagy leválás hiányában 3–7 napig használható.

**A termék használatra való előkészítése**

- Az alkalmazás helyét alaposan elő kell készíteni: tisztítsa és szárítsa meg a bőrt (az adott egészségügyi intézmény előírásai szerint).
- A szalag szélességét a felhelyezés helyéhez és típusához megfelelően válassza ki.

**Használati utasítás**

 Végezzen érzékenységi próbát: egy darab szalagot tiszta, száraz bőrre helyezzen, és hagyja 24 órán át. Figyelje a bőrreakciót.

 Vágja le a kívánt hosszúságot a tekercsből, figyelembe véve a szalag rugalmasságát és a megfelelő nyújtást a felhelyezés típusához.

 Alakítsa ki a szalag kívánt formáját.

 A leválás kockázatának minimalizálása érdekében a szalag széleit kerekítse le.

 Tisztítsa, zsírtalanítsa, majd szárítsa meg az alkalmazás területét.

 A szalag kezdetét és végét mindig feszítés nélkül helyezze fel a stabil tapadás biztosítására.

 A felhelyezett szalagot finoman dörzsölje át, hogy a súrlódás hője aktiválja a ragasztót.

 Az alkalmazást 3–7 napig a testen kell hagyni.

 Allergiás reakció vagy bőrirritáció esetén a szalagot el kell távolítani.

 A szalag eltávolításához áztassa be, használjon olajat a ragasztó feloldásához, vagy tape remover-t alkalmazzon.

**Megjegyzések és figyelmeztetések**

 Egyszer használatos termék.

 Ne alkalmazza közvetlenül sebekre.

 A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne használja.

 Ne használja a terméket, ha az sérült vagy szennyezett.

 Allergiás tünetek, például bőrpír, viszketés vagy kiütés esetén távolítsa el a szalagot és szüntesse be a használatát.

 Alkalmazás során tartsa be a higiéniai előírásokat.

 Védeni kell a szalagot a közvetlen napsugárzástól, tárolja +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten és 30–80% közötti relatív páratartalom mellett.

**Különleges tárolási vagy kezelési feltételek:**

- A termék szavatossági ideje a gyártás dátumától számított 3 év.
- A tárolás a termék csomagolásán feltüntetett feltételek szerint történjen.

**Ártalmatlanítás**

A szalag egyszer használatos termék, használat után települési hulladékként kell ártalmatlanítani.

Minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes tagállami hatóságnak.

Gyártó:

ZARYS International Group
sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze, Poland
www.zarys.pl

Forgalmazó:

&DESIGNSTUDIO
SINCE 1989.
& Design Studio Kft.
1116 Budapest, Sztregova utca 4. Fsz.1
Magyarország
www.equipack.hu

Rev.01 26/05/2021

| SYMBOL | Szimbólum megnevezése | | Óvd a napfénytől |
|---|---|---|---|
| REF | Cikkszám | | Tartsd szárazon |
| CE | CE-jelölés | | Hőmérsékleti határ |
| MD | Orvostechnikai eszköz | | Páratartalom-határ |
| NON STERILE | Nem steril | 21 PAP | Vegyes anyag |
| LATEX | Nem tartalmaz természetes gumilatexet | | Csomagolási egység |
| | Olvasd el a használati útmutatót | | Gyártó |
| | Felhasználható | | Gyártási dátum |
| LOT | Gyártási tételszám | | Egyszer használatos |