HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Merev szalag (rigid)



Cikkszám: YST-W(W)LL-K; YST-W(W)LL-36; YST-W(W)LL-36-K

W(W) – szélesség, LL – hossz, K – szín

Rendeltetésszerű használat

A termék sporttevékenységek során alkalmazható a sérülések megelőzésére, az ízületek túlzott mozgékonyságának korlátozására – amely sérülést követően ronthatja az állapotot –, valamint a horzsolásoknak kitett testfelületek védelmére.

Maximális használati időtartam

- A termék folyamatos használata nem haladhatja meg a 8 órát.

A termék használatra való előkészítése

- A szalag szélességét az alkalmazási helynek megfelelően kell megválasztani.
- Amennyiben a bőrterület sérülékeny, érzékeny vagy szőrrel fedett, az applikáció előtt taping primerrel kell védeni.
- Primer hiányában a bőrfelület zsírtalanítása alkoholos törlőkendővel javasolt.
- A zsírtalanított bőrt a szalag felhelyezése előtt alaposan meg kell szárítani.

Használati utasítás

- Vegye ki a szalagot a csomagolásból.
- Vágjon vagy tépjen le a tekercsből a kívánt hosszúságú darabot.
- Rögzítse a szalagot közvetlenül a bőrfelületre vagy egy habszivacs alátétre.
- Végtagok körbetekerése helyett különálló szalagdarabokból hurkokat kell kialakítani.
- Ellenőrizze, hogy a szalag ne legyen túl szoros, és ne jelentkezzenek iszkémiás (keringési elégtelenségek jelei) jelek.
- Amennyiben a szalag felválik, vagy a ragasztóréteg mellett szennyeződés jelenik meg, új szalagra kell cserélni, mert a stabilizáló hatás ilyenkor már nem biztosított.
- A szalagot a tervezett aktivitás befejezését követően azonnal el kell távolítani.
- Eltávolításkor a szalagdarabokat óvatosan lehúzhatja, vagy az egész applikációt ollóval felvághatja, ügyelve a bőr épségének megőrzésére

Megjegyzések és figyelmeztetések

- Első használat előtt konzultáljon szakorvossal.
- A termék egyszer használatos. Újra felhasználása egészségügyi vagy életveszélyt jelenthet.
- Nem steril termék, sérült bőrön nem alkalmazható.
- A felhelyezett szalagot rendszeresen ellenőrizni kell; iszkémiára utaló jelek (pl. sápadtság, elszíneződés) esetén a szalagot azonnal el kell távolítani, majd csökkentett feszítéssel újra felhelyezni.
- Allergiás reakció vagy bőrirritáció esetén a szalagot azonnal el kell távolítani.
- A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után a termék nem használható.
- Sérült eszközt ne használj.
- Ne használd az eszközt a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után.

Az alábbi esetek nem képezhetik reklamáció alapját:

- Az eszköz természetes elöregedése.
- Az eszköz túlzott igénybevételből vagy fizikai túlterhelésből eredő kopása.

Különleges tárolási vagy kezelési feltételek:

- Az eszköz élettartama a gyártástól számítva 3 év.
- Tárold a csomagoláson feltüntetett feltételek szerint:

  - hőmérséklet: 5°C - 35°C,
  - páratartalom: 30 - 80%.

Ártalmatlanítás

A használt termékek potenciális biológiai kockázatot jelenthetnek. Azokat a helyi egészségügyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani

Minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az illetékes tagállami hatóságnak.

Gyártó:

ZARYS International Group
sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze, Poland
www.zarys.pl

Forgalmazó:

&DESIGNSTUDIO
SINCE 1989.

& Design Studio Kft.
1116 Budapest, Sztregova utca 4. Fsz.1
Magyarország
www.equipack.hu

Rev.01 01/06/2023

SYMBOL	Szimbólum megnevezése		
			Óvd a napfénytől
REF	Cikkszám		Tartsd szárazon
CE	CE-jelölés		Hőmérsékleti határ
MD	Orvostechnikai eszköz		Páratartalom-határ
NON STERILE	Nem steril	21 PAP	Vegyes anyag



Nem tartalmaz természetes gumilatexet



Csomagolási egység



Olvasd el a használati útmutatót



Gyártó



Felhasználható



Gyártási dátum



Gyártási tételszám